

通微 2020 版新药典解决方案: HPLC-UV 检测 枸杞子中甜菜碱

1. 背景介绍

2020年7月3日国家药监局发布关于实施2020年版《中华人民共和国药典》有关事宜的公告(2020年第80号),其中提及2020年版《中华人民共和国药典》自2020年12月30日起实施。

为方便大家更好地按照新版药典开展分析检测工作,上海通微分析技术有限公司 针对一些难检品种,推出详细应用解决方案,助力药企的质量控制。

药典中枸杞子为茄科植物宁夏枸杞的干燥成熟果实,其药用有效成分甜菜碱具有滋补肝肾、益精明目等功效,其药用有效成分之一为甜菜碱,是枸杞子药材质量控制的重要指标之一。枸杞子是 2020 版《中国药典》新修订的品种之一,15 版药典采用了薄层色谱法检测其中的甜菜碱,2020 版药典新增采用 HPLC-UV 法进行检测枸杞子中甜菜碱。本实验按照 2020 版中国药典的要求,采用 HPLC-UV 实现了枸杞子中甜菜碱的检测,可以满足枸杞子日常质控要求。

2.测试条件

参照: 2020年版《中华人民共和国药典》中"枸杞子"测试方法。

仪器:	通微 EasySep ®-3030 液相色谱系统,配备 UV 检测器
色谱柱:	通微 Bischoff 氨基色谱柱(4.6mm*250mm,5μm)
流动相:	乙腈-水(85:15)
流动相流速:	1 mL/min
检测波长:	195 nm

3.测试结果

1) 甜菜碱检测色谱图




图 1 甜菜碱检测色谱图

4.结论

采用 EasySep ®-3030 液相色谱系统,配备 Bischoff 氨基柱,可以实现枸杞子中甜菜碱的快速有效分离检测。

5.配置列表

推荐仪器配置	通微 EasySep ®-3030 液相色谱仪(配梯度泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器)	
	通微通微 Bischoff 氨基色谱柱(4.6mm*250mm,5μm)	
	通微 Unimicro ChromStation 色谱工作站	